



BD-200UL 移液器

主要特点

- 可调式指托使客户根据自己的需要进行调节，长时间使用不再疲劳；
- 根据需要，可充放电；电池寿命长，一次充电可使用 4000 次；
- 配合不同的接头适配器可使移液器适用不同品牌的吸头；
- 移液杆可拆卸，下半支可高温灭菌(121°C、20min)，维护方便。

产品介绍

注液器广泛应用于生物、化学、临床、食品分析、免疫检测等实验中溶液的移取操作。

技术参数

BD-200UL	电源	充电使用, 配220V 欧式充电器	标准移液 模式	标准移液模式
	量程	单道移液器20- 200u1	样品混合 模式	用于样品的混匀
	最小刻度	0.2 u1	反向移液 模式	用于吸取高粘度、高蒸 汽压或发泡性液体
	准确度A	$\leq \pm 0.8\% \leq \pm 1.6$ $\mu 1$	分液模式	专为凝胶电泳上样使用
	相对偏差 CV	$\leq 0.2\% \leq 0.4 \mu 1$	移液杆	可拆卸，下半支可高温 灭菌

魏州仪器 · 365无忧

超值延保服务

★ 全过程 ★	一站式维修、保养、培训服务，建立完整的用户档案。
★ 更省钱 ★	① 购买延保服务后，设备维修时您无需支付任何额外费用（耗材除外）； ② 免费增值服务，适时更换您平时不注意报修的零部件，消除隐患，保证设备一直处于良好使用状态； ③ 更优惠的硬件升级，以满足您对设备更高的需求； ④ 更优惠购买耗材。
★ 更及时 ★	您选择延保服务后，公司就能在工程师那里备置常用模块化配件，工程师可以高效及时地更换出现故障的模块，缩短维修周期，使您的生产工作更顺畅、更高效，为您创造更高的利润。
★ 更安心 ★	设备在过了1年的免费保修期后，将不再享受全免保修服务，而购买延保服务后，您可以继续享受免费保修，我们会定期回访设备使用情况，为您提供优质、完善的设备保修服务，免去您的后顾之忧。
★ 更方便 ★	您只需拨打魏州仪器客户服务热线，在线客服将24小时为您竭诚服务，您的一切需求我们能即刻满足。
★ 维修费用可控 ★	未购买延保服务，维修费用将根据故障设备和故障情况收取，企业对设备维修费用不可控；购买了延保服务，对维修费用就可控了，变为预算制投入，可大幅减少设备维修成本增加带来的风险。
★ 专业维护服务 ★	让我们的服务团队为您提供更多专业支持，携手共创美好未来！