

产品介绍



T-station85是一个紧凑型、低成本的、可移动涡轮分子泵小车系统，通过将nEXT85H、干式隔膜泵或湿式油封旋片泵和简易控制器无缝系统化集成，可提供47 1s⁻¹至84 1s⁻¹的抽速。

T-station85自带分子泵和真空计集成式控制器，可实现单按钮启动/停止系统。如果安装了真空计，则能够控制一个真空计、系统破空电磁阀以及延迟涡轮分子泵的启动时间，直至某时间点或系统真空度与真空计读数一致时启动，因此T-station 85是满足一般实验室需求的理想选择。

主要特点

- ♥采用全金属框架，设计坚固，经久耐用，不会开裂或断裂
- ♥提供进气法兰以适配您的应用
- ♥适用于在其中需要干燥、无油真空的应用
- ♥集成式空气冷却器用于冷却内部电源和泵控制器可实现静音操作，而避免使用多个风扇。

技术参数

		T-Station 85
泵对氮气抽速	NW40	47 ls ⁻¹
	ISO/CF63	84 ls ⁻¹
氮气压缩比		>1 x 10 ¹¹
前级泵抽速50Hz (60Hz)	E2M1.5 (TS85W)	1.6 m ³ h ⁻¹ (1.2 cfm)
	XDD1 (TS85D)	1.2 m ³ h ⁻¹ (0.9 cfm)
Ji限真空 (CF)		<5 x 10 ⁻¹⁰ mbar
进气法兰		NW40, ISO63 或 CF63
排气法兰	E2M1.5 (TS85W)	11mm OD 喷嘴或 3/8 英寸 BSP
	XDD1 (TS85D)	配备消音器或 1/8英寸 BSP
重量	E2M1.5 系统 (TS85W)	21 kg (最大值)
	XDD1 系统 (TS85D)	17 kg (最大值)
噪音(在Ji限真空状态下运行时)		≤56 dB(A)
密封性(静态)		<1 x 10 ⁻⁶ mbar ls ⁻¹
运行环境温度范围		12 至 40 °C

帕托真空 · 365无忧

帕托真空设备
www.pator.cn

★ 全过程 ★	一站式维修、保养、培训服务，建立完整的用户档案。
★ 更省钱 ★	① 购买延保服务后，设备维修时您无需支付任何额外费用（耗材除外）； ② 免费增值服务，适时更换您平时不注意报修的零部件，消除隐患，保证设备一直处于良好使用状态； ③ 更优惠的硬件升级，以满足您对设备更高的需求； ④ 更优惠购买耗材。
★ 更及时 ★	您选择延保服务后，公司就能在工程师那里备置常用模块化配件，工程师可以高效及时地更换出现故障的模块，缩短维修周期，使您的生产工作更顺畅、更高效，为您创造更高的利润。
★ 更安心 ★	设备在过了1年的免费保修期后，将不再享受全免保修服务，而购买延保服务后，您可以继续享受免费保修，我们会定期回访设备使用情况，为您提供优质、完善的设备保修服务，免去您的后顾之忧。
★ 更方便 ★	您只需拨打帕托真空设备客户服务热线，在线客服将24小时为您竭诚服务，您的一切需求我们能即刻满足。
★ 维修费用可控 ★	未购买延保服务，维修费用将根据故障设备和故障情况收取，企业对设备维修费用不可控；购买了延保服务，对维修费用就可控了，变为预算制投入，可大幅减少设备维修成本增加带来的风险。
★ 专业维护服务 ★	让我们的服务团队为您提供更多专业支持，携手共创美好未来！